

**FICHE PRODUIT**

## Pousse-seringue électronique PG-907s Progetti

Référence : SOC-13574

### Description du produit

#### Pousse-seringue électronique PG-907s Progetti

Le **Pousse-seringue électronique PG-907s Progetti** est un pousse-seringue électronique destiné à l'administration continue et contrôlée de médicaments, de solutés ou de nutrition par voie intraveineuse. Il assure un débit régulier et programmable, indispensable en réanimation, en soins intensifs, en oncologie ou en anesthésie.

##### Précision et programmation

Son interface permet de régler finement le débit, le volume à perfuser et la durée. La micro-perfusion garantit une administration exacte, y compris pour les très faibles débits, essentielle pour les molécules à marge thérapeutique étroite.

##### Sécurité du patient

Le dispositif intègre un système d'alarmes (occlusion, fin de perfusion, batterie faible, seringue mal positionnée) et une détection de pression pour prévenir tout incident. Le maintien de la seringue assure une délivrance stable et sûre.

##### Autonomie et usage

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Doté d'une batterie rechargeable pour la mobilité et le transport des patients, il combine compacité, simplicité d'utilisation et fiabilité au quotidien dans les établissements de santé.

#### Points forts

- Débit programmable avec micro-perfusion de haute précision.
- Système d'alarmes complet (occlusion, fin de perfusion, batterie, positionnement).
- Détection de pression et de fin de course pour la sécurité du patient.
- Batterie rechargeable assurant l'autonomie et le transport.
- Compatibilité avec les principales tailles de seringues du marché.
- Écran clair et prise en main intuitive pour le personnel soignant.

## Conformité et garantie



#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/pousse-seringues-medicaux/18493-pousse-seringue-electronique-pg-907s-progetti.html>



## Photos du produit

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com