

FICHE PRODUIT

Perfuseur 1 voie avec régulateur de débit rotatif gradué (par 100) - Infineed

Référence : SOC-11326

Description du produit

Perfuseur 1 voie à régulateur de débit rotatif gradué Infineed

Le **perfuseur 1 voie Infineed** permet l'administration de préparations injectables par voies **intraveineuse, intramusculaire et sous-cutanée** : médicaments, solutés ou nutrition parentérale. Ce dispositif médical **sans perturbateurs endocriniens (sans BPA ni DEHP)** est éco-conçu pour réduire l'impact environnemental grâce à une diminution des matières plastiques.

Un perforateur bicanal précis

Son **perforateur bicanal à ailettes de précision** facilite la percussive du contenant de soluté grâce à un trocart court et effilé compatible avec différentes tailles de poches et de flacons.

Un régulateur de débit rotatif gradué

Le **régulateur de débit rotatif linéaire** est plus simple et nettement plus précis qu'une roulette classique : sa graduation assure une grande stabilité du débit. Sa prise d'air, livrée fermée, intègre un filtre 0,2 µm, et sa roulette évacue l'air pour limiter le risque d'embolie gazeuse. Ce système évite de repurger la tubulure lors d'un changement de poche.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Chambre compte-gouttes et tubulure

La **chambre compte-gouttes souple et transparente**, munie d'un filtre anti-particules 15 µm et calibrée à 20 gouttes, facilite l'amorçage. La tubulure en PVC (DINCH ou TOTM) évite les plicatures pour une régularité de réglage optimale. Le bouchon terminal Luer Lock mobile à membrane antibactérienne permet une **purge stérile automatique** sans retirer le capuchon.

Conditionnement et précautions

Dispositif médical stérile (oxyde d'éthylène). Carton de 100 perfuseurs 1 voie sous emballage individuel. À noter : ne pas utiliser pour certaines spécialités à marge thérapeutique étroite ou à risque.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18494-perfuseur-1-voie-regulateur-debit-rotatif-gradue-par-100-infineed.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com