

**FICHE PRODUIT**



## Robinets 3 voies

Référence : SOC-8373

### Description du produit

#### Robinet 3 voies pour perfusion Euromedis

Fabriqué en **polycarbonate**, ce **robinet 3 voies** est équipé de **deux entrées femelles Luer Lock** et d'une **sortie mâle Luer Lock**. Il s'intègre à une ligne de perfusion pour offrir un contrôle multidirectionnel du flux.

#### Des usages multiples

Il permet le **raccordement d'une autre ligne de perfusion, d'un cathéter ou d'un prolongateur**, ou encore l'injection directe d'un bolus à l'aide d'une seringue non montée. Sa manette rotative oriente clairement le flux et sécurise les manipulations.

#### Modèles disponibles

Le robinet 3 voies est proposé **seul** ou **avec un prolongateur de 50 cm**. Les versions avec prolongateur sont particulièrement adaptées aux cathéters périphériques difficilement accessibles.

#### Stérilité et conditionnement

Dispositif médical stérile (oxyde d'éthylène), sous emballage individuel. Robinet 3 voies Euromedis pour lignes de perfusion et d'injection.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18495-robinets-3-voies.html>

## Déclinaisons

| Désignation                               | Référence : | EAN13 : |
|-------------------------------------------|-------------|---------|
| Tailles - 3 voies seuls                   | SOC-092831  |         |
| Tailles - 3 voies avec prolongateur 50 cm | SOC-092832  |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com