

FICHE PRODUIT

Microperfuseur épicroânien à ailettes Infineed

Référence : SOC-11249

Description du produit

Microperfuseur épicroânien à ailettes Infineed

Le **microperfuseur épicroânien Infineed** permet d'effectuer des **prélèvements sanguins ou des injections intraveineuses** sur les veines superficielles.

Une aiguille triple biseau siliconée

Son **aiguille à triple biseau en acier inoxydable siliconé** assure une excellente pénétration cutanée, douce et précise, pour davantage de confort patient.

Préhension et sécurité

Ses **deux ailettes souples de couleurs normalisées** offrent une bonne prise en main et une grande précision lors de la mise en place. Le protecteur d'aiguille permet de conserver l'intégralité de celle-ci jusqu'à l'emploi.

Tubulure et conditionnement

Tubulure de **30 cm avec embout Luer Lock**. Dispositif stérile à usage unique, disponible en plusieurs calibres repérés par couleur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18497-microperfuseur-epicranien-a-ailettes-infineed.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 25G - Orange - 0.5 x 19 mm	SOC-105111	
Tailles - 23G - Bleu - 0.6 x 19 mm	SOC-105112	
Tailles - 22G - Noir - 0.7 x 19 mm	SOC-105113	
Tailles - 21G - Vert - 0.8 x 19 mm	SOC-105114	
Tailles - 20G - Jaune - 0.9 x 19 mm	SOC-105115	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com