

FICHE PRODUIT



Perfuseur 1 voie Gravity 5.5 (sachet de 25)

Référence : SOC-12311

Description du produit

Perfuseur 1 voie Gravity 5.5 Infineed

Le **perfuseur 1 voie Infineed Gravity 5.5** est un dispositif de **perfusion par gravité** stérile, sans DEHP ni BPA, pensé pour conjuguer performance médicale et écoresponsabilité.

Une conception écoresponsable

Deux axes ont guidé son développement durable. D'une part, la **masse de plastiques a été réduite d'environ 10%** tout en conservant l'intégralité des fonctionnalités du produit. D'autre part, seules des **matières premières exemptes de perturbateurs endocriniens** ont été sélectionnées, éliminant tout composant contenant du DEHP ou du BPA.

Une perfusion fiable

Ce perfuseur de gravité assure une administration régulière des solutés, avec une chambre compte-gouttes transparente, un clamp de réglage et un embout Luer Lock garantissant une connexion étanche au cathéter.

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Sachet de 25 perfuseurs 1 voie Infineed Gravity 5.5.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18498-perfuseur-1-voie-gravity-5-5-sachet-25-infineed.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com