

FICHE PRODUIT



Bouchons BD Luer Lock double mâle/femelle

Référence : SOC-12378

Description du produit

Bouchons BD Luer Lock double mâle/femelle

Le **bouchon Becton Dickinson** est conçu pour offrir une solution optimale d'**obturation des sites d'injection**, qu'il s'agisse de seringues, tubulures ou cathéters.

Une connexion verrouillée et sûre

Grâce à son **mécanisme Luer Lock sécurisé**, ce bouchon garantit une connexion verrouillée et sans fuite, réduisant les risques de déconnexion accidentelle et de contamination du circuit.

Polyvalence et hygiène

Sa conception **double mâle et femelle** permet de s'adapter à la plupart des raccords Luer Lock. En obturant les accès inutilisés, il préserve la stérilité de la ligne et participe à la sécurisation globale du dispositif de perfusion.

Stérilité et conditionnement

Bouchons BD Luer Lock double mâle/femelle, stériles à usage unique, conditionnés en boîte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18499-bouchons-bd-luer-lock-double-male-femelle.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com