

FICHE PRODUIT

Morgue (Chambre froide) 2 corps, Modèle MORG 28M

Référence : SOC-MORG28M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Cette morgue permet de réfrigérer 1 corps en température positive (+2 /+5°C) et 1 corps en température négative (-18 / -22°C).

Ce matériel convient parfaitement pour les corps réquisitionnés pour des raisons médico-légales (mort violente nécessitant une enquête de police, autopsie, recherche de la famille...).

Cette morgue est équipée d'une civière simple et d'une civière de travail avec bonde. Son groupe unique permet d'importantes économies à l'achat et en consommations électriques.

Dimensions: (L) 1 400 x (P) 2 300 x (H) 2 300.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/morgue/1850-chambre-froide-2-corps-modele-frima-morg28m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com