

FICHE PRODUIT



Microperfuseurs épicroâniens Eurofly - Euromedis

Référence : SOC-7938

Description du produit

Microperfuseurs épicroâniens Eurofly Euromedis

Les **microperfuseurs épicroâniens Eurofly** d'Euromedis sont des aiguilles à ailettes dédiées à l'**accès veineux périphérique thérapeutique et au prélèvement** de matériel biologique à but diagnostique.

Une pénétration optimale

Leur **aiguille de 20 mm** offre une excellente pénétration de la peau et de la veine. Les ailettes longues et souples assurent une bonne tenue en main lors de la pose comme du retrait.

Repérage et contrôle

Le **code couleur conforme à la norme ISO 6009** permet de différencier les tailles d'un simple coup d'oeil. Le tube transparent en PVC non toxique de **30 cm** se termine par un embout Luer Lock et facilite le contrôle visuel du flux.

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile (oxyde d'éthylène), sous emballage individuel. Disponible en plusieurs calibres.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18500-microperfuseurs-epicraniens-eurofly-euromedis.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 25G - Orange - 0.5 x 20 mm	SOC-014192	
Tailles - 23G - Bleu - 0.6 x 20 mm	SOC-014193	
Tailles - 22G - Noir - 0.7 x 20 mm	SOC-014194	
Tailles - 21G - Vert - 0.8 x 20 mm	SOC-014195	
Tailles - 20G - Jaune - 0.9 x 20 mm	SOC-014196	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

		
		
		
		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com