

FICHE PRODUIT

Perfuseur 1 voie Gravity 5.5 avec site en Y (sachet de 25)

Référence : SOC-12312

Description du produit

Perfuseur 1 voie Gravity 5.5 avec site en Y Infineed

Le **perfuseur 1 voie Infineed Gravity 5.5 avec site en Y** est un dispositif de perfusion par gravité stérile, **sans DEHP ni BPA**, doté d'un site d'injection latéral.

Un site d'injection intégré

Le **site en Y** permet de réaliser des injections complémentaires ou des bolus médicamenteux sans interrompre ni déconnecter la ligne de perfusion, ce qui sécurise le geste et préserve l'asepsie.

Une conception écoresponsable

Comme toute la gamme Gravity, ce perfuseur réduit la **masse de plastiques d'environ 10%** tout en conservant ses fonctionnalités, et utilise exclusivement des matières premières **exemptes de perturbateurs endocriniens** (sans DEHP ni BPA).

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Sachet de 25 perfuseurs 1 voie Infineed Gravity 5.5 avec site en Y.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18501-perfuseur-1-voie-gravity-5-5-site-en-y-sachet-25.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com