

FICHE PRODUIT

Microperfuseurs épicrâniens Mirage Pic

Référence : SOC-7726

Description du produit

Microperfuseurs épicrâniens Mirage Pic

Les **microperfuseurs épicrâniens Mirage** de Pic sont des dispositifs de type butterfly destinés à l'**accès veineux périphérique thérapeutique et au prélèvement** de matériel biologique à but diagnostique.

Une canule triple affûtage

La **canule en acier inoxydable à triple affûtage**, traitée au silicone anti-friction, assure une pénétration douce et précise pour le confort du patient.

Repérage et surveillance

Les **aillettes colorées selon les normes** font apparaître la gauge pour un repérage immédiat. Le tube transparent en PVC non toxique de **30 cm, sans latex**, et le raccord rigide transparent à embout Luer Lock permettent la surveillance du flux.

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Microperfuseurs épicrâniens Mirage Pic, disponibles en plusieurs tailles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18503-microperfuseurs-epicraniens-mirage-pic.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 25G - Orange - 0.5 x 20 mm	SOC-180811	
Tailles - 23G - Bleu - 0.6 x 20 mm	SOC-180812	
Tailles - 22G - Noir - 0.7 x 20 mm	SOC-180813	
Tailles - 21G - Vert - 0.8 x 20 mm	SOC-180814	
Tailles - 20G - Jaune - 0.9 x 20 mm	SOC-180815	
Tailles - 19G - Crème - 1.1 x 20 mm	SOC-180816	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com