

FICHE PRODUIT



Microperfuseurs épicraniens Surflo - Terumo

Référence : SOC-3143

Description du produit

Microperfuseurs épicraniens Surflo Terumo

Les **microperfuseurs épicraniens Surflo** de Terumo sont des dispositifs de référence destinés aux **perfusions de courte durée**, constitués d'une aiguille à ailettes raccordée à une tubulure flexible et un raccord Luer Lock muni d'un obturateur étanche.

Une aiguille à paroi ultra-mince

L'**aiguille de ponction de 19 mm à paroi ultra-mince** garantit un débit régulier et permet l'utilisation d'une gauge inférieure. Son triple biseau, associé à un excellent siliconage, assure une pénétration en douceur pratiquement indolore.

Préhension et repérage

Les **aillettes larges et flexibles** facilitent la prise en main et la manipulation. Leur code couleur, conforme à la norme **ISO 6009**, permet une identification rapide du calibre. La tubulure flexible de 30 cm en PVC apporte souplesse et confort.

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Microperfuseurs épicraniens Surflo Terumo, disponibles en

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

plusieurs calibres.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18505-microperfuseurs-epicraniens-surflo-terumo.html>




Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 25G - Orange - 0.5 x 19 mm	SOC-180601	
Tailles - 23G - Bleu - 0.6 x 19 mm	SOC-180602	
Tailles - 22G - Noir - 0.7 x 19 mm	SOC-180603	
Tailles - 21G - Vert - 0.8 x 19 mm	SOC-180604	
Tailles - 19G - Crème - 1.1 x 19 mm	SOC-180605	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com