

FICHE PRODUIT



Paravent, Modèle YC99J6

Référence : SOC-TIA-YC99J6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Paravent, Modèle YC99J6

- Armature faite en acier inoxydable de bonne qualité.
- Muni de roulettes rendant ainsi l'appareil facile à déplacer.
- Dimensions globales: 1 830 mm x 300 mm x 1 820 mm.
- Dimensions d'expédition: 620 mm x 380 mm x 1 870 mm.
- Poids à l'expédition: 21 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/1851-paravent-modele-yc99j6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com