

FICHE PRODUIT



Robinets 3 voies BD Connecta

Référence : SOC-8067

Description du produit

Robinets 3 voies BD Connecta

Les **robinets 3 voies BD Connecta** sont conçus pour la **connexion des lignes de perfusion** et l'injection de bolus dans une ligne de perfusion, pour les thérapies intraveineuses et le monitoring hémodynamique.

Une étanchéité prouvée

Ces robinets supportent des pressions compatibles avec les thérapies intraveineuses et ont **prouvé leur étanchéité jusqu'à 3 bar**, garantissant fiabilité et sécurité du circuit même sous pression.

Modèles disponibles

La gamme BD Connecta comprend des robinets **3 voies seuls à rotation 360 degrés** (boîte de 100), ainsi que des versions avec prolongateur de 10 cm, 25 cm, ou 7 cm avec site d'injection. Les versions avec prolongateur sont particulièrement adaptées aux cathéters difficiles d'accès.

Stérilité et conditionnement

Dispositifs stériles à usage unique. Robinets 3 voies BD Connecta, plusieurs modèles disponibles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18512-robinets-3-voies-bd-connecta.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 3 voies seuls. rotation 360° (boîte de 100)	SOC-070334	
Tailles - 3 voies avec prolongateur 10 cm (boîte de 50)	SOC-070331	
Tailles - 3 voies avec prolongateur 25 cm (boîte de 20)	SOC-070333	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

		
		
		
		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com