

FICHE PRODUIT



Microperfuseurs épicraniens sécurisés Surflo - Terumo

Référence : SOC-9945

Description du produit

Microperfuseurs épicraniens sécurisés Surflo Terumo

Les **microperfuseurs sécurisés Surflo** de Terumo sont des dispositifs à usage unique destinés aux **perfusions sous-cutanées**, alliant efficacité, sécurité du soignant et confort du patient.

Une insertion quasiment indolore

Leurs **larges ailes** permettent une bonne prise en main et une grande précision à la pose. Le revêtement siliconé de l'**aiguille de 19 mm**, combiné à son long biseau, autorise une insertion en douceur, pratiquement indolore.

La sécurité Surshield

Lors du retrait, le **mécanisme de sécurité Surshield, activable d'une seule main**, encapsule l'aiguille de manière irréversible. Un clic audible confirme l'activation correcte, complété d'une confirmation visuelle. Le bout des doigts reste à tout moment à l'écart de la pointe, prévenant les accidents d'exposition au sang.

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Microperfuseurs épicraniens sécurisés Surflo Terumo, disponibles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

en plusieurs calibres.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18513-microperfuseurs-epicraniens-securises-surflo-terumo.html>




Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 23G - Bleu - 0.6 x 19 mm	SOC-879124	
Tailles - 21G - Vert - 0.8 x 19 mm	SOC-879122	
Tailles - 22G - Noir - 0.7 x 19 mm	SOC-879123	
Tailles - 19G - Crème - 1.1 x 19 mm	SOC-879121	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com