

**FICHE PRODUIT**

## Cathéter avec ailettes - BD Insyte W

Référence : SOC-8081

### Description du produit

#### Cathéter avec ailettes BD Insyte W

Le **cathéter BD Insyte W** est destiné au **cathétérisme veineux périphérique** pour la perfusion, la transfusion (y compris en cas de veines fragiles et de faible pression veineuse) et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses.

#### Le biomatériau Vialon

Le cathéter bénéficie des avantages du **Vialon**, biomatériau hémocompatible. Rigide avant la pose pour faciliter l'insertion, il **s'assouplit dans l'organisme**, diminuant le risque de thrombophlébite lors des maintiens prolongés.

#### Stabilité et repérage

Ses **ailettes de fixation** assurent un maintien stable du dispositif au point de ponction. La codification couleur de l'embase, conforme à la norme **ISO 6009**, permet une identification rapide de la gauge du cathéter.

#### Stérilité et conditionnement

Dispositif médical stérile (oxyde d'éthylène), sous emballage individuel. Cathéter avec ailettes BD

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Insyte W, disponible en plusieurs calibres.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18514-catheter-avec-ailettes-bd-insyte-w.html>



## Déclinaisons

| Désignation                         | Référence : | EAN13 : |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Tailles - 24G - Jaune - 0.7 x 19 mm | SOC-070201  |         |
| Tailles - 22G - Bleu - 0.9 x 25 mm  | SOC-070202  |         |
| Tailles - 20G - Rose - 1.1 x 30 mm  | SOC-070203  |         |
| Tailles - 20G - Rose - 1.1 x 48 mm  | SOC-070204  |         |
| Tailles - 18G - Vert - 1.3 x 30 mm  | SOC-070206  |         |
| Tailles - 18G - Vert - 1.3 x 45 mm  | SOC-070205  |         |
| Tailles - 16G - Gris - 1.7 x 45 mm  | SOC-070207  |         |

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Photos du produit



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com