

FICHE PRODUIT

Cathéter intraveineux Venopic Smartsafe

Référence : SOC-13261

Description du produit

Cathéter intraveineux Venopic Smartsafe

Le **cathéter Venopic Smartsafe** de Pikdare est un dispositif médical stérile et à usage unique, conçu pour les **procédures intraveineuses périphériques** en toute sécurité.

Une insertion confortable

Son **aiguille monovoie sans ailettes** offre un confort optimal lors de l'insertion et garantit une manipulation précise, appréciée des praticiens habitués à cette technique de pose directe.

Une sécurité intégrée

Le cathéter intègre un **dispositif de sécurité** qui protège l'aiguille après le retrait, réduisant fortement le risque d'accident d'exposition au sang pour le soignant, conformément aux exigences de prévention.

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Cathéter intraveineux Venopic Smartsafe, disponible en plusieurs calibres.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18518-catheter-intraveineux-venopic-smartsafe.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 24G - Jaune - 0.7 x 19 mm	SOC-181511	
Tailles - 22G - Bleu - 0.9 x 25 mm	SOC-181512	
Tailles - 20G - Rose - 1.1 x 32 mm	SOC-181513	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com