

FICHE PRODUIT

Morgue (Chambre froide) 2 corps, Modèle MORG210

Référence : SOC-MORG210

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La chambre froide 2 corps, 1 porte est disponible avec un passage utile de 65 cm.

Elle est équipée en standard d'un châssis tout en inox complétée par une civière plate et une civière avec réserve et bonde pour la préparation des corps.

Les civières sont elles aussi en inox de qualité 304 L.

Cette chambre froide peut être équipée d'un châssis permettant à la civière du bas d'être à la hauteur du chariot de transport. Elle peut être également équipée en froid négatif.

Le groupe frigorifique standard est situé sur le côté droit ou gauche. Il peut être proposé en option en plafonnier, voire à distance.

Dimensions: (L) 1 020 x (P) 2 220 x (H) 1 320.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit



<https://www.socimed.com/morgue/1852-chambre-froide-2-corps-modele-frima-morg210.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com