

FICHE PRODUIT

Valve bidirectionnelle BD Q-Syte

Référence : SOC-11201

Description du produit

Valve bidirectionnelle BD Q-Syte

La **valve BD Q-Syte** est une valve bidirectionnelle à **septum pré-fendu** pour accès intraveineux. Ce système clos de sécurité sans aiguille se branche sur une ligne de perfusion.

Un système clos sans aiguille

Transparente et **sans mécanisme**, la valve BD Q-Syte est utilisée pour le **prélèvement de sang, l'injection médicamenteuse et la perfusion intraveineuse**. Elle se ferme automatiquement après déconnexion du dispositif, évitant toute fuite de liquide et préservant l'asepsie.

Une compatibilité universelle

Elle est **compatible avec tous types d'embouts Luer Lock et Luer simple** (aiguille ou cathéter), ce qui facilite son intégration dans les montages de perfusion existants.

Modèles, stérilité et conditionnement

Valve stérile à usage unique, disponible **seule** (boîte de 50) ou **avec prolongateur de 15 cm** (boîte de 25).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18521-valve-bidirectionnelle-bd-q-syte.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - Valve BD Q-Syte seule (boîte de 50)	SOC-080711	
Tailles - Valve BD Q-Syte avec prolongateur (boîte de 25)	SOC-080721	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com