

FICHE PRODUIT

Cathéter BD Insyte Autoguard W avec ailettes

Référence : SOC-11202

Description du produit

Cathéter BD Insyte Autoguard W avec ailettes

Le **cathéter BD Insyte Autoguard W** est un **cathéter droit de sécurité avec ailettes**, doté de la technologie de rétraction d'aiguille à bouton-poussoir, pour le cathétérisme veineux périphérique.

Une rétraction d'aiguille instantanée

Une simple **pression sur le bouton** rétracte instantanément l'aiguille dans son boîtier après la pose, réduisant fortement le risque d'**accident d'exposition au sang** et de piqûre accidentelle pour le soignant.

Le biomatériau Vialon

Réalisé en **Vialon** hémocompatible, le cathéter est rigide à la pose puis s'assouplit dans l'organisme, diminuant le risque de thrombophlébite. Ses ailettes assurent une fixation stable et la codification couleur facilite le repérage du calibre.

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Cathéter BD Insyte Autoguard W avec ailettes, disponible en plusieurs calibres.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18523-catheter-bd-insyte-autoguard-w-ailettes.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 24G - Jaune - 0.7 x 19 mm	SOC-080731	
Tailles - 20G - Rose - 1.1 x 25 mm	SOC-080733	
Tailles - 20G - Rose - 1.1 x 30 mm	SOC-080735	
Tailles - 18G - Vert - 1.3 x 30 mm	SOC-080734	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

		
		
		
		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com