

FICHE PRODUIT

Cathéter BD Insyte Autoguard sans ailettes

Référence : SOC-12354

Description du produit

Cathéter BD Insyte Autoguard sans ailettes

Le **cathéter BD Insyte Autoguard sans ailettes** est un **cathéter droit de sécurité** utilisé pour le cathétérisme veineux périphérique en perfusion, transfusion sanguine et injections intraveineuses, dans une version à prise en main directe.

Sécurité par rétraction d'aiguille

Une **pression sur le bouton** rétracte instantanément l'aiguille dans son boîtier après la pose, réduisant fortement le risque d'**accident d'exposition au sang** pour le personnel soignant.

Le biomatériau Vialon

Réalisé en **Vialon** hémocompatible, le cathéter est rigide à la pose puis s'assouplit dans l'organisme, diminuant le risque de thrombophlébite. La codification couleur de l'embase facilite l'identification du calibre.

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Cathéter BD Insyte Autoguard sans ailettes, disponible en plusieurs calibres.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18524-catheter-bd-insyte-autoguard-sans-ailettes.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 24G - Jaune - 0.7 x 19 mm	SOC-080831	
Tailles - 22G - Bleu - 0.9 x 25 mm	SOC-080832	
Tailles - 20G - Rose - 1.1 x 32 mm	SOC-080833	
Tailles - 18G - Vert - 1.3 x 32 mm	SOC-080834	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com