

FICHE PRODUIT

Manchette à pression Grey Fuse DDM

Référence : SOC-11976

Description du produit

Manchette à pression Grey Fuse DDM

Les **manchettes à pression Grey Fuse DDM** sont des dispositifs médicaux élaborés pour une utilisation en **salle d'opération, en unités de soins intensifs ou dans les véhicules de transport d'urgence**.

Une perfusion accélérée

Elles sont employées afin d'**accélérer manuellement la perfusion de sang et de solutés** dans les situations où la gravité n'est pas suffisante pour atteindre les débits souhaités, notamment lors du remplissage vasculaire rapide.

Un débit maîtrisé

La poche s'insère dans la manchette, mise sous pression à l'aide de la **poire de gonflage**. Le manomètre intégré permet de surveiller et d'ajuster la pression, pour un débit adapté à chaque situation clinique. Robuste et réutilisable.

Conditionnement

Manchette à pression Grey Fuse DDM réutilisable, vendue à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18526-manchette-a-pression-grey-fuse-ddm.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 500 cc	SOC-815621	
Tailles - 1000 cc	SOC-815622	
Tailles - 3000 à 5000 cc	SOC-815623	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com