

FICHE PRODUIT



Perfuseur avec robinet 3 voies EUROPERF S (carton de 100) - Euromedis

Référence : SOC-8261

Description du produit

Perfuseur avec robinet 3 voies Europerf S Euromedis

Le **perfuseur Europerf S avec robinet 3 voies** est un dispositif à usage unique utilisé pour administrer dans le système veineux un **soluté injectable** conditionné en poche souple ou flacon rigide. Fonctionnant par gravité, il se place sous le conteneur de soluté.

Une conception complète

Il comporte un **perforateur ou trocart bicanal** (passage de l'air dans un sens, écoulement du produit dans l'autre), une **prise d'air à membrane hydrophobe obturable** assurant l'admission et la filtration bactériologique de l'air (filtre 0,22 µm), une **chambre compte-gouttes translucide calibrée à 20 gouttes/ml** avec filtre polyamide 15 µm, et un clamp à roulette de type Adelberg.

Un robinet 3 voies intégré

Le **robinet 3 voies intégré** permet de diriger et contrôler plusieurs lignes de perfusion ou d'injection sans ajouter de connecteur, simplifiant le montage et réduisant les points de raccordement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Carton de 100 perfuseurs Europerf S avec robinet 3 voies Euromedis.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18527-perfuseur-robinet-3-voies-europerf-s-euromedis-carton-100.html>





Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 3 voies avec robinet et raccord en Y	SOC-014183	
Tailles - 3 voies avec robinet	SOC-014184	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com