

FICHE PRODUIT



Cathéter sécurisé Deltaven IV - SC droit avec ailettes

Référence : SOC-12820

Description du produit

Cathéter sécurisé Deltaven IV-SC droit avec ailettes

Le **cathéter Deltaven IV-SC droit** de Delta Med est spécialement conçu pour les **perfusions intraveineuses et sous-cutanées**, dans une version droite à ailettes.

Sécurité et confort

Il garantit une **sécurité optimale pour les soignants** grâce à son mécanisme de protection de l'aiguille, et un **confort accru pour les patients**. Son dispositif de sécurité réduit fortement le risque d'accident d'exposition au sang après la pose.

Stabilité et tolérance

Ses **ailettes** facilitent la préhension et assurent une fixation stable au point de ponction. La technique d'insertion à ailettes est particulièrement adaptée aux veines fragiles rencontrées en pédiatrie, gériatrie et oncologie.

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Cathéter sécurisé Deltaven IV-SC droit avec ailettes, disponible en plusieurs calibres.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18528-catheter-securise-deltaven-iv-sc-droit-ailettes.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 20G - Rose - 1 x 25 mm	SOC-116581	
Tailles - 22G - Bleu - 0.9 x 19 mm	SOC-116582	
Tailles - 24G - Jaune - 0.74 x 19 mm	SOC-116583	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com