

FICHE PRODUIT

Garrot infirmier latex plein

Référence : SOC-2755

Description du produit

Garrot infirmier en latex plein

Le **garrot en latex plein** est un garrot classique et simple permettant de réaliser une **compression externe du système circulatoire** lors des prises de sang, poses de perfusion et autres prélèvements.

Une bande en caoutchouc naturel

Sa **bande en caoutchouc naturel**, lisse et homogène, assure un serrage efficace pour faire saillir les veines. Elle est stérilisable à l'oxyde d'éthylène et par voie chimique, mais ne supporte ni l'air chaud ni la stérilisation Gamma.

Réutilisable et facile d'entretien

Ce garrot **réutilisable** se nettoie simplement avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse, ce qui en fait une solution économique et durable pour les cabinets, laboratoires et services hospitaliers.

Conditionnement

Garrot infirmier en latex plein, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18532-garrot-infirmier-latex-plein.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com