

FICHE PRODUIT

Garrot infirmier sans latex

Référence : SOC-2757

Description du produit

Garrot infirmier sans latex

Le **garrot sans latex** est un garrot plat plein en **isoprène**, présenté en bande lisse et homogène de couleur verte, légèrement talqué. Non lavé et non stérile, il convient parfaitement aux personnes sensibles ou allergiques au latex.

Une compression efficace et hypoallergénique

Sans latex, ce garrot permet de **compresser efficacement les vaisseaux lors des prélèvements sanguins**, tout en minimisant les risques d'allergie et d'irritation cutanée, pour le confort du patient comme du soignant.

Entretien et précautions

Nettoyer après chaque utilisation avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse. Ne pas mettre en contact avec un produit attaquant le caoutchouc, tel que le **benzène, l'acétone ou l'éther**.

Conditionnement

Garrot infirmier sans latex en isoprène, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18533-garrot-infirmier-sans-latex.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com