

FICHE PRODUIT

Garrot réutilisable à bande auto-agrippante vert

Référence : SOC-9037

Description du produit

Garrot réutilisable à bande auto-agrippante vert

D'une longueur de **45 cm**, ce **garrot réutilisable** de couleur verte se fixe à l'aide de son anneau et de sa **bande auto-agrippante**, pour un serrage réglable et stable.

Un serrage réglable et précis

Sa fermeture auto-agrippante permet d'ajuster la compression selon la morphologie du patient et de la maintenir sans effort lors de la ponction, ce qui sécurise et facilite le geste du soignant.

Lavable et durable

Il peut être **lavé en machine à 60 degrés** ou stérilisé avec un désinfectant approprié, offrant une solution hygiénique, économique et durable pour cabinets, laboratoires et services hospitaliers.

Conditionnement

Garrot réutilisable à bande auto-agrippante vert de 45 cm, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18534-garrot-reutilisable-bande-auto-agrippante-vert.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com