

FICHE PRODUIT

Garrot réutilisable fermeture auto- agrippante

Référence : SOC-12293

Description du produit

Garrot réutilisable à fermeture auto-agrippante

Le **garrot à fermeture auto-agrippante** se distingue par sa fermeture facile : il se fixe rapidement grâce à sa **bande auto-agrippante**, pour un serrage réglable et un maintien stable.

Une solution pensée pour l'hôpital

Simple et efficace, ce garrot constitue une **solution pratique pour le personnel hospitalier**. Sa pose et son retrait rapides facilitent les prélèvements sanguins et les poses de cathéter, sans avoir à nouer la bande.

Réutilisable et durable

Réutilisable et facile d'entretien, il offre une solution économique et durable, adaptée à un usage quotidien en cabinet, laboratoire et milieu hospitalier.

Conditionnement

Garrot réutilisable à fermeture auto-agrippante, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18535-garrot-reutilisable-fermeture-auto-agrippante.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com