

FICHE PRODUIT



Garrot infirmier réutilisable bleu

Référence : SOC-8809

Description du produit

Garrot infirmier réutilisable bleu

Le **garrot réutilisable bleu** en tissu élastique se met en place **d'une seule main**, pour un geste rapide et confortable lors des prélèvements sanguins et injections.

Un système de libération rapide

Après application autour du bras, il peut être **ouvert d'un seul geste grâce à son système de libération rapide**, ce qui sécurise et accélère le soin tout en améliorant le confort du patient.

Réutilisable et entretenable

Ce garrot bien adapté aux soins infirmiers (prélèvements, injections) est **lavable en machine à 60 degrés** ou stérilisable avec un désinfectant approprié. Circonférence de 35 cm.

Conditionnement

Garrot infirmier réutilisable bleu, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18536-garrot-infirmier-reutilisable-bleu.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com