

FICHE PRODUIT

Garrot infirmier réutilisable rouge

Référence : SOC-8810

Description du produit

Garrot infirmier réutilisable rouge

Le **garrot réutilisable rouge** est un robuste garrot en tissu élastique **sans latex** permettant une compression efficace et rapide des vaisseaux sanguins.

Manipulable d'une seule main

Manipulable **d'une seule main** et doté d'un système d'ouverture rapide, il convient parfaitement aux prises de sang, poses de cathéter et injections, pour un geste sûr et maîtrisé.

Réutilisable et robuste

Ce garrot infirmier **réutilisable** est lavable en machine à 60 degrés ou stérilisable avec un désinfectant approprié. Sa robustesse et sa circonférence de 35 cm en font un allié durable des soignants.

Conditionnement

Garrot infirmier réutilisable rouge, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18537-garrot-infirmier-reutilisable-rouge.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - Rouge In	SOC-843291	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com