

FICHE PRODUIT

Garrot infirmier réutilisable vert

Référence : SOC-8811

Description du produit

Garrot infirmier réutilisable vert

Le **garrot réutilisable vert** en tissu élastique est très facile d'utilisation : il se **manipule d'une seule main**, ce qui facilite le geste du soignant en cabinet, infirmerie, laboratoire ou service hospitalier.

Un système sécurisant

Grâce à son **système d'ouverture rapide**, il est sécurisant pour le patient comme pour le personnel soignant, permettant de libérer la compression au moment opportun.

Réutilisable et entretenable

Lavable en machine à 60 degrés ou stérilisable avec un désinfectant approprié, ce garrot **réutilisable** est bien adapté aux soins infirmiers : injections, poses de cathéter et prélèvements. Circonférence de 35 cm.

Conditionnement

Garrot infirmier réutilisable vert, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18538-garrot-infirmier-reutilisable-vert.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com