

FICHE PRODUIT

Garrot infirmier avec motif marguerites

Référence : SOC-12294

Description du produit

Garrot infirmier avec motif marguerites

Le **garrot à motif marguerites** est utilisé lors des **prélèvements sanguins et poses de cathéter** pour réaliser une compression efficace du système circulatoire sanguin.

Une touche conviviale

Son **motif fleuri marguerites** apporte une note originale et chaleureuse, particulièrement appréciée pour dédramatiser le soin, notamment auprès des enfants.

Pratique et réutilisable

Pratique et réutilisable, ce garrot facilite le geste du soignant lors des prises de sang et injections, et constitue une solution économique et durable pour cabinets, laboratoires et services hospitaliers.

Conditionnement

Garrot infirmier à motif marguerites, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18539-garrot-infirmier-motif-marguerites.html>

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com