

FICHE PRODUIT



Compresseurs dentaires 230 V

Référence : SOC-24-230V

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques techniques

- Capacité réservoir: 24 Litres.
- Air rendu (5 Bars): 180 lt / min (6,4 cfm).
- Air aspiré: 250 lt / min (8,8 cfm).
- Puissance: 1,5kW (2 HP).
- Voltage: 230 V / 50Hz.
- Type: Extrême.
- Pression: 8 bar (114 Psi).
- Cycle: 3.
- Vitesse de rotation: 1.400 rpm.
- N. des cylindres: 2v.
- Bruit: 68 dB (A).
- Caisson insonorisant: 41 x 43 x 63 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Masse: 33 kg (72 Lbs).

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compresseurs-pour-soin-dentaires/1854-compresseurs-dentaires-230v.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com