

FICHE PRODUIT

Distributeur de 25 garrots infirmiers prédécoupés

Référence : SOC-8808

Description du produit

Distributeur de 25 garrots infirmiers prédécoupés

Avec sa capacité de **25 garrots prédécoupés**, ce distributeur de garrots jetables permet de disposer à tout moment d'un **garrot prêt à l'emploi**.

Une solution pratique et hygiénique

Il évite au professionnel de santé de nettoyer et désinfecter son garrot après chaque utilisation (prise de sang, injection). En garantissant un garrot neuf par patient, il limite les risques de contamination croisée, un enjeu majeur en milieu de soin.

Un garrot TPE sans latex

Chaque garrot à usage unique est fabriqué en **TPE, sans latex**. Ses dimensions sont de 42 cm de longueur, 2,5 cm de largeur et 0,5 mm d'épaisseur, pour un serrage efficace et confortable.

Conditionnement

Distributeur de 25 garrots infirmiers prédécoupés à usage unique en TPE.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18540-distributeur-25-garrots-infirmiers-predecoupes.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com