

FICHE PRODUIT

Garrot infirmier en latex

Référence : SOC-2756

Description du produit

Garrot infirmier en latex

Le **garrot en latex** est réalisé en **caoutchouc naturel**, en bande lisse et homogène sans charge, obtenue par calandrage. Cette fabrication lui confère une élasticité régulière et un serrage efficace pour faire saillir les veines.

Stérilisable en autoclave

Contrairement à de nombreux garrots, ce modèle est **stérilisable en autoclave**, ce qui le rend particulièrement adapté aux protocoles d'hygiène exigeants en milieu hospitalier.

Entretien et précautions

Nettoyer après chaque utilisation avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse. Ne pas mettre en contact avec un produit attaquant le caoutchouc tel que le **benzène, l'acétone ou l'éther**.

Conditionnement

Garrot infirmier en latex, réutilisable, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18541-garrot-infirmier-en-latex.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com