

FICHE PRODUIT

Garrot infirmier clip réutilisable - bleu

Référence : SOC-9035

Description du produit

Garrot infirmier clip réutilisable bleu

Le **garrot à clip bleu** est un garrot **sans latex** utilisé lors des prélèvements sanguins, injections IV et poses de cathéter pour comprimer le système circulatoire.

Confortable et facile à manipuler

Apprécié du personnel soignant et des patients, il est **facile à manipuler et ne pince pas la peau**. Après application autour du bras, il s'ouvre d'une seule main, soit complètement, soit progressivement, selon le besoin.

Réutilisable et stérilisable

Ce garrot clip est **réutilisable, lavable à 60 ou 90 degrés et autoclavable**, ce qui le rend adapté aux protocoles d'hygiène hospitaliers les plus exigeants.

Conditionnement

Garrot infirmier clip réutilisable bleu, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18542-garrot-infirmier-clip-reutilisable-bleu.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com