

FICHE PRODUIT

Garrot pédiatrique réutilisable avec motif animaux

Référence : SOC-9036

Description du produit

Garrot pédiatrique réutilisable avec motif animaux

Le **garrot Jetpull Baby** est idéal pour une **utilisation pédiatrique**. Spécialement pensé pour les enfants, il rend le moment du soin plus serein.

Un garrot rassurant

Avec ses **couleurs vives et ses motifs amusants**, il rassure les enfants et dédramatise les prises de sang, perfusions et injections, contribuant à une meilleure coopération du jeune patient.

Pratique et réutilisable

Pratique et réutilisable, il facilite le geste du soignant en pédiatrie tout en offrant une solution économique et durable pour les services accueillant des enfants.

Conditionnement

Garrot pédiatrique Jetpull Baby à motif animaux, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18543-garrot-pediatrique-reutilisable-motif-animaux.html>



Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com