

FICHE PRODUIT

Garrot réutilisable vert sans latex

Référence : SOC-9034

Description du produit

Garrot automatique vert sans latex

Le **garrot automatique vert** est un garrot **sans latex** très pratique, facile et rapide à mettre en place, qui se manie aisément d'une seule main.

Un verrouillage maîtrisé

Son **système de verrouillage** permet une ouverture instantanée ou progressive, même sous tension, offrant au soignant un contrôle précis de la libération de la compression.

Confortable pour le patient

Ce garrot est **confortable** : il ne pince pas la peau et son tissu spécial évite les irritations. Incontournable lors des injections, prises de sang et poses de cathéter, il est **réutilisable, lavable à 60 ou 90 degrés et autoclavable**.

Conditionnement

Garrot automatique vert sans latex, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18544-garrot-reutilisable-vert-sans-latex.html>

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com