

FICHE PRODUIT



Garrot réutilisable adulte compatible IRM

Référence : SOC-11853

Description du produit

Garrot réutilisable adulte compatible IRM

Le **garrot compatible IRM** est un garrot hémostatique à bande élastique lavable, non stérile, spécialement conçu pour une utilisation en **salle d'IRM ou de radiographie**.

Sans métal, adapté à l'imagerie

Sa particularité essentielle : il **ne contient aucun métal**, ce qui le rend parfaitement adapté aux environnements d'imagerie médicale où tout composant métallique est proscrit, sans compromettre la qualité des examens.

Manipulation d'une seule main

Il se manipule **d'une seule main** grâce à son ouverture rapide et se retire facilement dès l'intervention terminée, avec un desserrage progressif pour le confort du patient. Dimensions : 480 x 25 mm.

Conditionnement

Garrot réutilisable adulte compatible IRM, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18545-garrot-reutilisable-adulte-compatible-irm.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com