

FICHE PRODUIT

Garrot à clip Terumo

Référence : SOC-13726

Description du produit

Garrot à clip Terumo

Le **garrot à clip adulte multicolore Terumo** est un accessoire indispensable pour la réalisation des **prélèvements sanguins et la préparation des patients avant un accès veineux**.

Une fermeture à clip pratique

Sa **fermeture à clip** permet d'ajuster facilement le serrage et de libérer la compression d'un geste rapide et précis, ce qui ergonomise le soin et améliore le confort du patient lors de la ponction.

Qualité Terumo

De marque Terumo, ce garrot multicolore allie fiabilité et praticité, et s'intègre parfaitement aux protocoles de prélèvement en cabinet, laboratoire d'analyses et service hospitalier.

Conditionnement

Garrot à clip adulte multicolore Terumo, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18546-garrot-a-clip-terumo.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com