

FICHE PRODUIT



Garrot pédiatrique Terumo

Référence : SOC-13724

Description du produit

Garrot pédiatrique Terumo

Le **garrot à clip pédiatrique bleu Terumo** est un dispositif destiné à faciliter la **préparation des patients lors des prélèvements sanguins et accès veineux**.

Adapté à la pédiatrie

Il est **particulièrement adapté à une utilisation en pédiatrie**, avec un format et une compression pensés pour les petits membres des enfants.

Une fermeture à clip pratique

Sa **fermeture à clip** permet d'ajuster le serrage et de libérer la compression d'un geste rapide et précis, ce qui ergonomise le soin et améliore le confort du jeune patient.

Conditionnement

Garrot à clip pédiatrique bleu Terumo, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans


Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18548-garrot-pediatrique-terumo.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com