

FICHE PRODUIT

Garrot pédiatrique réutilisable motif Vaches

Référence : SOC-2759

Description du produit

Garrot pédiatrique réutilisable motif Vaches

Le **garrot pédiatrique à motif vaches** est un garrot rassurant pour les enfants grâce à ses **motifs attractifs**. Il est destiné à la compression du bras des jeunes patients.

Léger et facile à utiliser

Léger et facile à utiliser, il peut **s'ouvrir ou se desserrer progressivement d'une seule main** dès la fin de l'intervention, ce qui facilite le geste du soignant et rassure l'enfant.

Confortable et entretenable

Confortable, il **ne pince pas la peau**. Modèle non stérile, réutilisable, **lavable à 60 degrés et autoclavable**, il offre une solution durable et hygiénique pour la pédiatrie.

Conditionnement

Garrot pédiatrique à motif vaches, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18549-garrot-pediatrique-reutilisable-motif-vaches.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com