

FICHE PRODUIT

Garrot pédiatrique réutilisable motif Canards

Référence : SOC-2758

Description du produit

Garrot pédiatrique réutilisable motif Canards

Le **garrot à motif canards** est un garrot hémostatique non stérile destiné à la **compression des vaisseaux sanguins lors des prélèvements et injections chez l'enfant**.

Simple et confortable

Très simple à utiliser, il se **pose et se retire d'une seule main**. Son mécanisme de verrouillage permet une ouverture rapide ou progressive dès l'intervention terminée, et sa bande élastique ne pince pas la peau.

Rassurant et entretenable

Sa couleur vive et ses **motifs de canards rassurent les enfants** et facilitent l'intervention. Réutilisable, il est **lavable à 60 degrés et autoclavable à 121 degrés pendant 20 minutes**.

Conditionnement

Garrot pédiatrique à motif canards, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18550-garrot-pediatrique-reutilisable-motif-canards.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com