

FICHE PRODUIT

Garrot tourniquet tactique - Noir

Référence : SOC-10693

Description du produit

Garrot tourniquet tactique - Noir

La majorité des garrots médicaux sont destinés aux prises de sang en cabinet ou laboratoire. Le **garrot tourniquet**, ou **garrot militaire**, est différent : il est conçu pour **stopper d'importantes hémorragies** d'un membre inférieur ou supérieur, sur le terrain ou en urgence préhospitalière.

Facile à utiliser, même d'une main

Ce garrot **facile à utiliser, même d'une seule main**, augmente l'efficacité de l'hémostase. Il peut être **auto-appliqué** par la victime ou posé par les secouristes.

Une compression maintenue

Le niveau de compression se règle rapidement en **tournant la tige jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie**. La tige se bloque ensuite en position à l'aide de la sangle : la compression est maintenue sans nécessiter l'attention du sauveteur, libre de pratiquer d'autres gestes de secours. Dimensions : 66 x 4 cm.

Conditionnement

Garrot tourniquet tactique noir, vendu à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18552-garrot-tourniquet-tactique-noir.html>

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com