

FICHE PRODUIT

Garrot tourniquet tactique pédiatrique

Référence : SOC-10691

Description du produit

Garrot tourniquet tactique pédiatrique

Ce **garrot tourniquet** ou **garrot militaire**, conçu pour **stopper d'importantes hémorragies** du membre inférieur ou supérieur, est fabriqué en tissu synthétique et doté d'un fermoir en thermoplastique.

Robuste et adapté au terrain

Robuste et pratique, il est parfaitement adapté à une utilisation **sur le terrain ou en urgence préhospitalière**. Utilisable d'une seule main, il peut être placé directement sur la peau, mais aussi par-dessus des vêtements ou des bandages.

Auto-applicable et sûr

Ce garrot peut être utilisé par un sauveteur sur une victime d'hémorragie, mais il peut également être **auto-appliqué**. Le réglage de la compression est facile et rapide, et son système de blocage maintient une compression constante en évitant tout desserrage accidentel. Dimensions : 95 x 4 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conditionnement

Garrot tourniquet tactique pédiatrique, vendu à l'unité.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/18553-garrot-tourniquet-tactique-pediatrique.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com