

FICHE PRODUIT

Aiguilles IM hypodermiques Eurofine Euromedis

Référence : SOC-8689

Description du produit

Aiguilles IM hypodermiques Eurofine Euromedis

Les **aiguilles hypodermiques Eurofine Euromedis** sont des aiguilles stériles, apyrogènes et à usage unique, utilisées pour des **procédures d'injection** (intradermique, sous-cutanée, intramusculaire et intraveineuse) ou pour l'aspiration de fluides médicaux.

Une large gamme de calibres

Cette gamme couvre de nombreux diamètres et longueurs, du **26G (12 mm) au 18G (40 mm)**, en passant par les calibres intermédiaires 25G, 23G, 22G, 21G, 20G et 19G, afin de répondre à chaque type d'injection ou de prélèvement.

Un repérage normalisé

Le **code couleur des embases** est conforme à la norme **NF ISO 6009** relative à l'identification des aiguilles hypodermiques non réutilisables, ce qui facilite le choix rapide et sûr du bon calibre.

Conditionnement

Aiguilles hypodermiques Eurofine Euromedis conditionnées en boîte de 100 sous sachet individuel.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18558-aiguilles-im-hypodermiques-eurofine-euromedis.html>

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57


fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 26G - Marron - 0.45 x 12 mm	SOC-859001	
Taille - 25G - Orange - 0.5 x 16 mm	SOC-859002	
Taille - 23G - Bleu - 0.6 x 25 mm	SOC-859003	
Taille - 23G - Bleu - 0.6 x 30 mm	SOC-859014	
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 30 mm	SOC-859005	
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 40 mm	SOC-859004	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 25 mm	SOC-859007	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 40 mm	SOC-859006	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 50 mm	SOC-859012	
Taille - 20G - Jaune - 0.9 x 25 mm	SOC-859009	
Taille - 20G - Jaune - 0.9 x 40 mm	SOC-859008	
Taille - 19G - Crème - 1.1 x 25 mm	SOC-859011	
Taille - 19G - Crème - 1.1 x 40 mm	SOC-859010	
Taille - 19G - Crème - 1.1 x 30 mm	SOC-859015	
Taille - 18G - Rose - 1.2 x 40 mm	SOC-859013	
Taille - 18G - Rose - 1.2 x 40 mm - Biseau court	SOC-859016	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com