


FICHE PRODUIT

Aiguille de phlébologie BD Microlance 3

Référence : SOC-8077

Description du produit

Aiguille de phlébologie BD Microlance 3

Avec une longueur de **13 mm** et un diamètre externe de **0,3 mm (30G)**, ces **aiguilles hypodermiques BD Microlance 3** sont parfaitement adaptées pour réaliser des micro-injections dans les vaisseaux sanguins. Elles sont donc largement employées en phlébologie.

Une aiguille de précision

Réalisée en **acier inoxydable (13 x 0,3 mm)** à embase jaune, elle est compatible avec les embouts Luer et Luer-Lock. Sa finesse permet une injection de précision et un excellent confort patient.

Sécurité et compatibilité

Cette aiguille est **sans latex, sans DEHP et sans phtalate**, et stérilisée à l'oxyde d'éthylène. Son embase universelle s'adapte à la quasi-totalité des seringues du marché.

Conditionnement

Aiguilles de phlébologie BD Microlance 3 conditionnées par boîte de 100 sous emballage unitaire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18559-aiguille-de-phlebologie-bd-microlance-3.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com