

FICHE PRODUIT



Chariot de livraison à deux niveaux, Modèle YC83J7

Référence : SOC-TIA-YC83J7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chariot de livraison à deux niveaux, Modèle YC83J7

- Construit en acier inoxydable de bonne qualité, facile à nettoyer.
- Peut être utilisé pour le stockage ou les opérations.
- Dimensions globales: 880 mm x 660 mm x 800 mm.
- Dimensions d'expédition: 930 mm x 710 mm x 870 mm.
- Poids à l'expédition: 29 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots-divers/1856-chariot-de-livraison-a-deux-niveaux-modele-yc83j7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com