

FICHE PRODUIT

Aiguilles hypodermiques Terumo Agani

Référence : SOC-8627

Description du produit

Aiguilles hypodermiques Terumo Agani

Les **aiguilles hypodermiques Agani** de Terumo, en acier inoxydable, sont dotées de **pointes à triple biseau et de parois siliconées ultra-minces** permettant une pénétration efficace et quasiment indolore.

Des usages multiples

Elles sont utilisées pour différents types d'injections (**intramusculaires, sous-cutanées, intradermiques, intraveineuses**) ou des prélèvements médicaux. Stérilisées à l'oxyde d'éthylène, elles sont emballées sous blister individuel.

Repérage et compatibilité

Leurs embases en polypropylène translucide arborent des **couleurs conformes à la norme ISO 6009**, autorisant une identification rapide. Dotées d'un cône Luer, elles sont utilisables avec la quasi-totalité des seringues du marché.

Conditionnement

Boîte de 100 aiguilles hypodermiques Agani de Terumo.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18560-aiguilles-hypodermiques-terumo-agani.html>



Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 18G - Rose - 1.2 x 38 mm	SOC-171113	
Taille - 19G - Crème - 1.1 x 25 mm	SOC-171111	
Taille - 19G - Crème - 1.1 x 38 mm	SOC-171110	
Taille - 19G - Crème - 1.1 x 50 mm	SOC-171253	
Taille - 20G - Jaune - 0.9 x 25 mm	SOC-171109	
Taille - 20G - Jaune - 0.9 x 38 mm	SOC-171108	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 16 mm	SOC-171252	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 25 mm	SOC-171107	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 38 mm	SOC-171106	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 50 mm	SOC-171112	
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 32 mm	SOC-171105	
Taille - 22G - Noir - 0.7 x 38 mm	SOC-171104	
Taille - 23G - Bleu - 0.6 x 25 mm	SOC-171103	
Taille - 24G - Violet - 0.55 x 25 mm	SOC-171119	
Taille - 25G - Orange - 0.5 x 16 mm	SOC-171102	
Taille - 25G - Orange - 0.5 x 25 mm	SOC-171118	
Taille - 26G - Marron - 0.45 x 13 mm	SOC-171101	
Taille - 26G - Marron - 0.45 x 23 mm	SOC-171117	
Taille - 27G - Gris - 0.40 x 16 mm	SOC-171116	
Taille - 27G - Gris - 0.40 x 19 mm	SOC-171115	
Taille - 30G - Jaune - 0.3 x 13 mm	SOC-171114	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com