

FICHE PRODUIT

Aiguille de phlébologie PIC - 30G x 12,7 mm

Référence : SOC-8078

Description du produit

Aiguille de phlébologie PIC 30G x 12,7 mm

L'**aiguille de phlébologie PIC** est une aiguille hypodermique à micro-injection, conçue pour la réalisation d'**injections de précision dans les vaisseaux sanguins**, en phlébologie notamment.

Une finesse adaptée

D'une gauge de **30G (12,7 x 0,3 mm)**, elle offre la finesse nécessaire aux micro-injections, pour une précision optimale et un bon confort patient.

Compatibilité et stérilité

Son **embase jaune est compatible Luer et Luer-Lock**, et le dispositif est stérile, emballé unitairement sous sachet pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conditionnement

Aiguilles de phlébologie PIC 30G x 12,7 mm conditionnées en boîte de 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18562-aiguille-de-phlebologie-pic-30g-12-7mm.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com