

FICHE PRODUIT

Aiguilles hypodermiques BD Microlance 3

Référence : SOC-6801

Description du produit

Aiguilles hypodermiques BD Microlance 3

Les **aiguilles hypodermiques Microlance 3** de Becton Dickinson sont des aiguilles stériles à usage unique, utilisées pour les **injections** (intradermique, sous-cutanée, intramusculaire et intraveineuse) et l'aspiration de fluides médicaux.

Pénétration et confort

Conçues pour une efficacité maximale, leur **pointe à triple biseau et leur lubrification au silicone** leur confèrent un bon indice de pénétration. La paroi mince, sur les modèles concernés, améliore le débit lors des injections et prélèvements, pour davantage de confort patient.

Repérage et compatibilité

Leurs **embases translucides s'adaptent aux seringues à cônes Luer et Luer Lock**, et leur code couleur conforme à la norme ISO 6009 permet une identification rapide du calibre.

Conditionnement

Aiguilles hypodermiques BD Microlance 3, disponibles en plusieurs calibres, conditionnées en boîte de 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18563-aiguilles-hypodermiques-bd-microlance-3.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 27G - Gris - 0.40 x 13 mm	SOC-712417	
Taille - 25G - Orange - 0.5 x 25 mm	SOC-712418	
Taille - 25G - Orange - 0.5 x 16 mm	SOC-712403	
Taille - 23G - Bleu - 0.6 x 25 mm	SOC-712404	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 25 mm	SOC-712409	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 40 mm	SOC-712410	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 50 mm	SOC-712411	
Taille - 18G - Rose - 1.2 x 40 mm	SOC-712420	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com